


Equipo radiológico liviano de 30 mA y 90 kV Alta Frecuencia, para uso en terapia intensiva, internación, quirófanos, unidades de emergencia y veterinaria.



DETALLE DEL CABEZAL MONOBLOCK



COMANDO Y PIE RODANTE

## ESTRUCTURA

Equipado con cabezal monoblock que incluye tubo de ánodo estacionario de 3 kW, transformadores de alta tensión en *alta frecuencia* (47kHz), todo cerrado en alto vacío con aceite dieléctrico.

Novedoso sistema portable de pie rodante de fácil desplazamiento.

## COMANDO

Tablero de mando microprocesado con control digital (*sistema soft-touch*) para aumentar o disminuir las dosis (*en mAs*) y seleccionar kilovoltaje. Instrumentos digitales de indicación directa de mAs y kilovolt. Disparador a distancia por control remoto tipo «sin cable». Colimador luminoso con luz halógena de accionamiento manual.

## Inge.ray S.R.L.

CAMPILLO 2585 (1427)

BUENOS AIRES - ARGENTINA

TE. (54 11) 45 23-39 99

(54 11) 45 23-57 92

TE./FAX (54 11) 45 23-57 92

[www.ingeray.com.ar](http://www.ingeray.com.ar)

e-mail: [ventas@ingeray.com.ar](mailto:ventas@ingeray.com.ar)



DISTRIBUIDOR